

K-System



Kit K-System n°1

	Ref.
K-System 3,2 mm	10032
F.T.B.O.	10132
Tubo trépano	10232
Jeringuilla	10332
K-System 4,2 mm	10042
F.T.B.O.	10142
Tubo trépano	10242
Jeringuilla	10342
Casette inox. n°1	03242


Kit K-System n°2

K-System 5,2 mm	10052
F.T.B.O.	10152
Tubo trépano	10252
Jeringuilla	10352
K-System 6,2 mm	10062
F.T.B.O.	10162
Tubo trépano	10262
Jeringuilla	10362
Casette inox. n°2	05262

Valdent *su depósito dental*

K-System *Procedimiento*

Extracción



Inyección



El FTBO es el primer Trépano Triturador de Hueso. Permite extraer y triturar hueso sin ninguna etapa intermedia. El hueso triturado, así obtenido, no está expuesto a contacto con la saliva, fuente importante de contaminación.

La jeringuilla ha sido concebida con el objeto de permitir depositar fácilmente el triturado óseo al nivel del sitio receptor.

En el **Kit K-System** se han reunido estos elementos permitiendo simplificar la extracción y restitución de hueso autógeno disminuyendo el riesgo de contaminación.

Valdent
su depósito dental

Manuel Azaña, 5 y 7. 12006 Castellón.
Tel: 964 251 057, Fax: 964 251 549
E-mail: valdent@valdent.com
valdent.com