

# K-System



## **Kit K-System n°1**

	Ref.
<b>K-System 3,2 mm</b>	10032
F.T.B.O.	10132
Tubo trépano	10232
Jeringuilla	10332
<b>K-System 4,2 mm</b>	10042
F.T.B.O.	10142
Tubo trépano	10242
Jeringuilla	10342
<b>Casette inox. n°1</b>	03242

## **Kit K-System n°2**

<b>K-System 5,2 mm</b>	10052
F.T.B.O.	10152
Tubo trépano	10252
Jeringuilla	10352
<b>K-System 6,2 mm</b>	10062
F.T.B.O.	10162
Tubo trépano	10262
Jeringuilla	10362
<b>Casette inox. n°2</b>	05262

**Valdent** *su depósito dental*

# K-System *Procedimiento*

## Extracción



## Inyección



**El FTBO** es el primer Trépano Triturador de Hueso. Permite extraer y triturar hueso sin ninguna etapa intermedia. El hueso triturado, así obtenido, no está expuesto a contacto con la saliva, fuente importante de contaminación.

**La jeringuilla** ha sido concebida con el objeto de permitir depositar fácilmente el triturado óseo al nivel del sitio receptor.

En el **Kit K-System** se han reunido estos elementos permitiendo simplificar la extracción y restitución de hueso autógeno disminuyendo el riesgo de contaminación.

**Valdent**  
*su depósito dental*

Manuel Azaña, 5 y 7. 12006 Castellón.  
Tel: 964 251 057, Fax: 964 251 549  
E-mail: [valdent@valdent.com](mailto:valdent@valdent.com)  
[valdent.com](http://valdent.com)