

QUATTROMED V




MÉDITATION GUIDÉE –
TÊTES DE MASSAGE RAFFINÉES EN JADE - CHALEUR INTENSE - MASSAGE 3D - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Échappez au quotidien chaotique et plongez dans un univers de massage tout neuf grâce au Quattromed V braintronics®.

manière apaisante sur vos articulations et muscles tendus. Pour améliorer la circulation sanguine et stimuler le système lymphatique, activez simplement les vibrations vivifiantes à l'aide de la télécommande. Réglable en hauteur sur 2 niveaux, le Quattromed V braintronics® est à également à même de relever le défi que posent les différentes tailles corporelles.

Laissez-vous masser par de délicates têtes de massage revigorantes et par une technologie de massage 3D intelligente. La chaleur intense activable ainsi que les deux têtes de massage raffinées en jade certifié agissent de



S'OCTROYER AU QUOTIDIEN
UN MOMENT DE DÉTENTE :
FAITES-LE AVEC CLASSE !

Écouteurs également disponibles
bt
BRAINTRONICS

DONNÉES TECHNIQUES

Appareil	Quattromed V BT
Dimensions	partie dorsale 45 x 75 x 20 cm siège 45 x 7,5 x 42 cm
Poids	10 kg
Tension	Entrée 110-240 V ~ 50/60 Hz Sortie 24 V, 2,5 A
Puissance nominale	60 W
Temps de marche	15 minutes
braintronics®	21 minutes
Certificats	CE, PC, X, CERTIFIED

COULEURS DISPONIBLES
rouge | noir



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com

QUATTROMED V

APPAREIL DE MASSAGE

time to relax




PARTICULARITÉS



BRAINTRONICS®

La technologie Braintronics® synchronise vos ondes cérébrales à l'aide de la stimulation audio. En combinaison avec votre programme de massage développé spécialement pour délivrer votre corps des tourments du stress. Que vous vouliez vous détendre, rêver ou apprendre, tout est possible.



ROULEMENT

Une technique qui alterne agréablement contraction et détente de la musculature pour un effet apaisant et relaxant. Cette technique est souvent mise en œuvre à la fin d'un massage dans le but de relaxer les muscles et de provoquer une sensation de repos.



VITESSE

La vitesse de massage est réglable.



VIBRATION

Les vibrations envoient des pulsations régulières qui pénètrent profondément dans des régions du corps. Stimule la circulation dans les tissus.



MARTELER

Le MARTELER consiste à exécuter de courts mouvements pulsatifs avec le bord ou le plat de la main ou avec le poing. Cette technique favorise l'irrigation sanguine de la peau et soulage les muscles tendus. Si elle est mise en œuvre à hauteur des poumons, elle permet de fluidifier les bronches.



CHALEUR PAR JADE

La jade fait partie des conducteurs et accumulateurs thermiques naturels. Intégré de manière ciblée dans les têtes de massage, elle dispense une chaleur profonde et un effet relaxant.



AUTOMATIQUE

Specifically developed automatic programmes for the whole body, which offer a big range of different massage techniques. Additionally you can also turn on the heating function, if you'd like.



SHIATSU


SHIATSU

Le shiatsu (pression des doigts) est une forme de thérapie corporelle inventée au Japon. Cette technique consiste en des étirements et rotations rythmés et doux à la fois dont les effets sont particulièrement puissants. L'objectif du shiatsu est de stimuler des points précis du corps et de mobiliser les muscles.




POINT

Les têtes de massage peuvent masser ponctuellement.



LARGEUR

La distance entre les deux têtes de massage peut être réglée (étroit, moyen, large).



HAUTEUR

Réglage de la limite de hauteur de la technique de massage en deux étapes.



MASSAGE 3D

Avec cette nouvelle technique, le mouvement de massage ne s'effectue plus seulement vers le haut et vers le bas, mais aussi en avant et en arrière.

braintronics®

brainwave stimulation system

Le cerveau humain est un organe complexe, constitué d'innombrables cellules nerveuses, également appelées «neurones». Chaque cellule produit constamment d'infimes impulsions électriques. Chaque pensée, chaque son et chaque impression est transmis par ces petites impulsions électriques ; il s'agit, pour ainsi dire, du «langage du cerveau». Toutes ces impulsions peuvent être représentées sous forme d'onde. Ces ondes sont appelées les ondes cervicales.

Avec l'association de la stimulation audio **braintronics®**, d'une méditation guidée et d'un massage bien-être, le cerveau peut adopter différents états de détente grâce à la stimulation des ondes cérébrales. Que vous souhaitiez durablement mieux vous concentrer, vous détendre ou prendre soin de vous : tout est possible avec un fauteuil massant de la marque Casada.



CASADA
HEALTHCARE



QUATTROMED V